



www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT

Produkt	FFP2 UNICO3 CAP NR D Atemschutzmaske mit elast. Ohrschlaufen (PSA)
Artikelnr.	cap-med-013 (Verpackung in Englisch)
Zertifizierung	CE/EN 149:2001+A1:2009, CE 2163, FFP2 NR D Produkt laut PSA 2016/425 Regulierung
Downloads	Preisliste >> anklicken << Zertifikate >> anklicken <<
Farbe	Weiß
Filter	BFE Filterung $\geq 95\%$, Dolomitenstaubtest bestanden
Gebinde (VPE)	20 Stk. pro Packung einzelverpackt, 1.000 Stk. im Karton