



www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT

Produkt	GL001A FFP2 UNICO4 Atemschutzmaske mit Nasenpolster, Filterventil und Kopfschlaufen (Empfohlen bei mehrstündigem Einsatz)
Artikelnr.	cap-med-015 (Verpackung in Englisch)
Zertifizierung	EN 149:2001 + A1:2009 – CE 0194 lt. (EU) 2016/425
Downloads	Preisliste >> anklicken << Zertifikate >> anklicken <<
Filter	BFE Filterung \geq 95%
Gebinde (VPE)	30 Stk. pro Box (einzeln verpackt), 300 Stk. pro Karton

