



www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT

Produkt	- COVID-19 SARS-COV-2 ANTIGEN- SCHNELLTESTKIT LAIENTEST Nasen-Abstrichverfahren im vorderen Nasenbereich - Anwendung für den Einsatz von Laien (Endkonsument)
Artikelnr.	cap-med-129, 5er (Einsatz für Laientestung) Testkassette, Nasentupfer, Antigenextrakt, Röhrchenständer, Abfallbeutel, Gebrauchsanleitung
Zulassung	Zertifiziert Medizinprodukt CE 1434 (Laiensonderzulassung nicht notwendig) REF W-AgH-05S, zum Nachweis der Alpha-, Beta-, Gamma, Delta- und Omikron-Covid-Variante, BfArM und PEI evaluiert
Zertifizierung	ISO 14971:2019, EN ISO 15223-1:2016, EN ISO 13485:2016, EN ISO 18113- 1:2011, EN ISO 18113-2:2011, EN 13612:2002, EN 13612:2002/AC:2002, EN ISO 23640:2015, EN 62366-1:2015
Sensitivität/Spezifität	98,5% / 100%
Gebinde (VPE)	5er Gebinde, 100er Boxen, 500 Stk. pro Karton



