



[www.capulus-medical.de](http://www.capulus-medical.de)

## UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT

<b>Produkt</b>	- COVID-19 SARS-COV-2 ANTIGEN-PROFI-TESTKIT 4/1, Speichel-, Rachen- oder vorderer Nasenabstrich - Anwendung für den Einsatz von Fachpersonal
<b>Artikelnr.</b>	cap-med-133, 25er (BfArM und PEI evaluiert / RAT gelistet = erstattungsfähig) Testkassette, Probenröhrchen mit Extraktionspuffer, Speichelröhrchen, Sammelbeutel, Röhrchenständer, Gebrauchsanleitung
<b>Zulassung</b>	- AT 417/20 (AT417/20) + CE, PEI (Paul Ehrlich Institut) BfArM gelistet (zum Nachweis der Covid-Omikron-Variante) - HSC common list (RAT-ID: 2109) gelistet
<b>Zertifizierung</b>	EN ISO 13485:2016, EN ISO 15223-1:2016, EN ISO 23640:2015, EN13612:2002/AC:2002, EN 13975:2003, EN ISO 14971:2012, EN ISO 18113- 1:2011, EN ISO 18113-2:2011, EN 62366-1:2015
<b>Sensitivität/Spezifität</b>	96,77% / 98,36%
<b>Gebinde (VPE)</b>	25er Gebinde, 1.250 Stk. pro Karton