




HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT


Produkt	Design Desinfektions-Tower mit intelligentem Sensor, feinem Zerstäuber, Abtropfgitter, abschließbarer Blende und Bodenfixierung, wiederaufladbarem Lithium-Ionen Akkupack oder Netzanschluss
Artikel Nr.	cap-med-804 (Verpackung in Deutsch / Englisch)
Kapazität	1L formatunabhängig mit Schlauchanschluss, Größere Gebinde z.B. 5 Liter Kanister anschließbar über einen externen Schlauch
Farbe	schwarz oder weiß
Zertifizierung	EN 17067 : 2013
Downloads	Preisliste >> anklicken << Produktvideo >> anklicken <<
Herstellung	verzinktes Stahlblech, Made in Germany
Maße/Gewicht	140,5 x 16 x 16cm / Standfuß 32 x 32cm / 25kg





Ein Abtropfgitter mit darunterliegender Auffangschale verhindert unerwünschte Flecken und die Schädigung des Bodens durch Abtropfen von Desinfektionsmittel.

Moderne Ästhetik trifft auf funktionales Design mit qualitativ hochwertiger Verarbeitung von verzinktem Stahlblech mit dem Gütesiegel Made in Germany.



Ein intelligenter Sensor sorgt für eine kontaktlose Handdesinfektion mit einem optimal kalibrierten Sprühkopf, der die Handdesinfektionsflüssigkeit so fein zerstäubt, dass keine überflüssigen Tropfen entstehen.

Der Tower funktioniert über ein wiederaufladbares Lithium-Ionen Akkupack und ist dadurch mobil einsetzbar. Optional kann der Desinfektionsspender auch über ein Netzteil angeschlossen werden.



Über eine rückwärtige Blende kann der Tower mit einem 1L Kanister befüllt werden und ist zudem abschließbar. Bei Bedarf ermöglicht ein externer Schlauch auch den Anschluss an größere Gebinde.

Durch vier Schrauben kann der Desinfektionsmittelspender am Boden befestigt werden und ist somit auf jedem Boden hervorragend einsetzbar.