



[www.capulus-medical.de](http://www.capulus-medical.de)

## UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



<b>Produkt</b>	Nitril-Handschuhe MaiMed solution PF puderfrei (MD)
<b>Artikelnr.</b>	cap-med-902 (Verpackung in Deutsch)
<b>Zertifizierung</b>	EN 374-1-5:2016 A+B, EN 455 1-4, EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485-2016, EN 2016/425 Kategorie III, CE2777, AQL 1,5
<b>Downloads</b>	Preisliste >> anklicken << Datenblatt Hersteller >> anklicken <<
<b>Größen/Farbe</b>	S – XL / Blau
<b>Gebinde (VPE)</b>	100 Stk. pro Box, 10 Boxen im Karton, 770 Boxen pro Europalette

CAPULUS MEDICAL Services

Telefon + 49 40 307 772 15  
Fax + 49 40 414 870 25

E-Mail [info@capulus-medical.de](mailto:info@capulus-medical.de)  
Internet [www.capulus-medical.de](http://www.capulus-medical.de)

# Nitril-Handschuhe (MD) MaiMed solution PF puderfrei



Handschuhlänge von EN 420 abweichend, da auch EN 455 Untersuchungshandschuh z 240 mm  
**CE-Verordnung (EU) 2017/745 - Klasse I - (EU) 2016/423 Kategorie II**

The glove length of EN 420 differs as also EN 455 examination glove z 240 mm  
**CE Regulation (EU) 2017/745 - Class I - (EU) 2016/423 Category II**

**CE 2777** EN ISO 374-1:2014 / Typ B EN ISO 374-5:2014  
 Resistance against bacteria and fungi - P45  
 Resistance against virus - P45

**EN 455** **AQL 1.5** **LATEX** **MD** **EN ISO 374-1-5** **EN 455** **EN 420** **AQL 1,5** **ASTM D 6319**

Die Konformität der EU-Baumusterprüfung (Modul B) und Modul C2 wird kontinuierlich überprüft durch: SAIRA Technology Europe Limited, Braetown Business Park, Clonae, D15YN2P, Irland (Benannte Stelle Nr. 2777).  
 The conformity of the EU type examination (module B) and module C2 is continuously checked by: SAIRA Technology Europe Limited, Braetown Business Park, Clonae, D15YN2P, Ireland (Notified body no. 2777).

Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de). Handschuhe sollten vor Gebrauch stets auf Beschädigungen untersucht werden!  
 The declaration of conformity can be found at [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de). Gloves should always be checked for damage before use!

**Benutzerinformation - Schutzhandschuhe gegen irreversible Risiken/Kategorie III**  
 Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Modul C2.  
 Die Bezeichnung und EU-Baumusterprüfung wurde durchgeführt von: SAIRA Technology Europe Limited, Braetown Business Park, Clonae, D15YN2P, Irland (Benannte Stelle Nr. 2777).

**User information - Protective gloves against irreversible risks/category III**  
 The product complies with the PPE Regulation (EU) 2016/425, module C2.  
 The assessment and EU type examination was carried out by: SAIRA Technology Europe Limited, Braetown Business Park, Clonae, D15YN2P, Ireland (Notified body no. 2777).

**Leistung** Prüfung nach EN ISO 374-1:2014  
**Degradation** Prüfung nach EN 420:2013

Chemikalie / Permeation (EN ISO 374-1:2014)	Kennbuchstabe	Level	Durchschnittliche Degradation (%) (EN 420:2013)	EN ISO 374-1:2014 Permeation durch Handschuhe - Level
Formaldehyd 37%	T	6	3,1	> 10 min: 3
Natriumhypochlorit 40%	K	6	-35,4	> 30 min: 2
Wasserstoffperoxid 30%	P	2	17,0	> 60 min: 3
				> 120 min: 4
				> 240 min: 5
				> 480 min: 6

**Performance** Test according to EN ISO 374-1:2014  
**Degradation** Test according to EN 420:2013

Chemikali/Permeation (EN ISO 374-1:2014)	Code letter	Level	Mean Degradation (%) (EN 420:2013)	EN ISO 374-1:2014 Permeation through gloves - Level
Formaldehyde 37%	T	6	3,1	> 10 min: 1
Sodium hypochlorite 40%	K	6	-25,4	> 30 min: 2
Hydrogen peroxide 30%	P	2	17,0	> 60 min: 3
				> 120 min: 4
				> 240 min: 5
				> 480 min: 6

**Größenangabe/**  
 Indication of size

XS S-M	S-M	M	M-L	L	L-XL	XL-XL
--------	-----	---	-----	---	------	-------

**MD** Medizinprodukt / Medical Device

Weitere Sprachen auf [www.MaiMed.de/](http://www.MaiMed.de/)  
 Further languages at [www.MaiMed.de/](http://www.MaiMed.de/)

**2020-12**  
**LOT 141-418-2031**  
**2025-11**

PZN 07764901  
 4 01046153 1102648

MaiMed® GmbH • 29643 Neuenkirchen • Germany • [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)