



www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	Meditrade Latexhandschuhe Gentle Skin sensitive (unsteril)
Artikelnr.	cap-med-956 bis cap-med-956-4 (Verpackung mehrsprachig)
Material	Naturkautschuklatex Kaliumhydroxid, Schwefel, Titanoxid, ZnOx, puderfrei
Zertifizierung	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745), PSA Klasse III gemäß Verordnung (EU)2016/425), EN 455-1 /-2 /3/-4, EN 16523-1; EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 13485:2016
Größe/Farbe	XS – XL / naturweiß
Gebinde (VPE)	100 Stk. pro Packung, 10 Packungen im Karton