

PRODUKTDATENBLATT



AKTIONSPREIS
GÜLTIG BIS 30. OKT

Produkt	Nitril-Handschuhe puderfrei
Artikelnr.	cap-med-901
Verpackungseinheit (VPE)	100 Stk. Box / 10 Boxen im Karton (Verpackung in Englisch)
Material	NPF-FT30-24LB-03 puderfreie Nitril-Handschuhe
Farbe / Größen	Blau – S / M / L / XL
Zertifizierung, Herstellung	EN 374-1:2016, EN 420:2003+A1:2009 PPE 89/686 EEC EN 16523-1:2015 (früher 374-3:2003) EN 374-4:2013 EN 374-5:2016 A (gegen Bakterien und Pilze / nicht Viren) EN 455 1-4 ISO 9001:2015, EN ISO 13485-2016 zertifiziert
Schutzklasse	EN ISO 374-1:2016 (Typ C)
Anwendungsbereich	Natriumhydroxid 40% Level 6 Schwefelsäure 50% Level 6 Formaldehyd 37% Level 2 Medizinische Untersuchungshandschuhe, nicht steril
Abmessungen / Gewicht	7x20x11 in cm (HxBxT) pro Box

ART.-NR.	PRODUKT	VK-PREISE € NT./STK.			
		bis 5.000	bis 10.000	bis 30.000	ab 30.001
Geschäftskunden	Abnahmemengen in Boxen (100 Handschuh pro Box)				
cap-med-901-915-S/XL	Nitril Handschuh, puderfrei, alle Größen von XS – XXL	8,95	8,65	8,35	8,05

CAPULUS übernimmt keine Gewährleistung/ Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Hersteller bereitgestellten Informationen und Daten. Das Produkt kann vom o.g. Bild abweichen.

Kontakt / Bestellungen:

Tel: +49 40 307 772 15

Zertifizierung / Produkttest >> hier anklicken <<

E-Mail: info@capulus-medical.de

Anfragen: Bestellformular Geschäftskunden

Internet: www.capulus-medical.de