

# PRODUKTDATENBLATT



<b>Produkt</b>	Medizinischer Mundschutz 3-lagig Typ IIR (Einweg), mit elastischen Ohrschlaufen
<b>Artikelnr.</b>	
<b>Verpackungseinheit (VPE)</b>	50/50 Stck. Box / 2.000 Stck. Karton je Verpackungseinheit
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Zertifizierung</b>	DIN CE/EN 14683:2019 + AC:2019, EU Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, gemäß Anhang VII und Anhang IX zertifiziert
<b>Schutzklasse</b>	98% Bakterienfilterung
<b>Anwendungsbereich</b>	Sämtliche Anwendungen im Stationsbereich und im OP- Bereich

CAPULUS übernimmt keine Gewährleistung/ Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Hersteller bereitgestellten Informationen und Daten. Das Produkt kann vom o.g. Bild abweichen.

**Kontakt / Bestellungen:**

Tel: +49 40 307 772 15

Zertifizierung / Maß Verpackung >> hier anklicken <<

E-Mail: info@capulus-medical.de

Anfragen: Bestellformular Geschäftskunden

Internet: www.capulus-medical.de