

# PRODUKTDATENBLATT



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Produkt</b>                    | 10 L Kanister, Bioantiseptica-F Flächendesinfektionsmittel   |
| <b>Gebinde</b>                    | 10 L als Kanister  |
| <b>Artikelnr.</b>                 | CAP-med-302  |
| <b>Verpackungseinheit (VPE)</b>   | 10 L einzelne Verpackung   |
| <b>Herstellung</b>                | Gemäß EG-VO 1907/2006 (REACH) und EU-VO 4527/2010, Hersteller nach ISO 13485 zertifiziert  |
| <b>Schutzklasse</b>               | Entfernt 99,99% der Bakterien, Viren und Pilze   |
| <b>Produktzusammensetzung</b>     | Bioantiseptica-F Flächendesinfektion ist eine wässrig-alkoholische Lösung. Wirkstoff: 73,0 g/100g Ethanol. (80% v/v)   |
| <b>Anwendung</b>                  | Flächen und Gegenstände aus ca. 30cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen. Alternativ Bioantiseptica-F in ein Einmaltuch sprühen und die Flächen bei gegebener Benetzung abreiben. |
| <b>Anwendungsbereich</b>          | Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Auch für besonders unzugängliche Stellen geeignet.  |
| <b>Abmessungen / Gewicht in g</b> | 310x230x190 (HxBxT), 9kg   |

CAPULUS übernimmt keine Gewährleistung/Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Hersteller bereitgestellten Informationen und Daten. Das Produkt kann vom o.g. Bild abweichen.



## Kontakt / Bestellungen:

Tel: +49 40 307 772 15

Sicherheitsdatenblatt >> hier anklicken <<

E-Mail: info@capulus-services.de

Gebrauchsanweisung >> hier anklicken <<

Anfragen: Bestellformular Geschäftskunden

Internet: CAPULUS Medical Services