


PRODUKTDATENBLATT



Produkt	20 L Kanister, Bioantiseptica-F Flächendesinfektionsmittel
Gebinde	20 L als Kanister
Artikelnr.	CAP-med-303
Verpackungseinheit (VPE)	20 L einzelne Verpackung
Herstellung	Gemäß EG-VO 1907/2006 (REACH) und EU-VO 4527/2010, Hersteller nach ISO 13485 zertifiziert
Schutzklasse	Entfernt 99,99% der Bakterien, Viren und Pilze
Produktzusammensetzung	Bioantiseptica-F Flächendesinfektion ist eine wässrig-alkoholische Lösung. Wirkstoff: 73,0 g/100g Ethanol. (80% v/v)
Anwendung	Flächen und Gegenstände aus ca. 30cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen. Alternativ Bioantiseptica-F in ein Einmaltuch sprühen und die Flächen bei gegebener Benetzung abreiben.
Anwendungsbereich	Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Auch für besonders unzugängliche Stellen geeignet.
Abmessungen / Gewicht in g	

CAPULUS übernimmt keine Gewährleistung/Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Hersteller bereitgestellten Informationen und Daten. Das Produkt kann vom o.g. Bild abweichen.



Kontakt / Bestellungen:

Tel: +49 40 307 772 15

Sicherheitsdatenblatt >> hier anklicken <<

E-Mail: info@capulus-services.de

Gebrauchsanweisung >> hier anklicken <<

Anfragen: Bestellformular Geschäftskunden

Internet: CAPULUS Medical Services