

PRODUKTDATENBLATT



Produkt	BeeSana PP Besucherkittel 23g, unsteril, einweg
Artikelnr.	cap-med-412
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stk. Pro Packung, 10 Packungen pro Karton, insgesamt 100 Kittel im Karton (Verpackung in Deutsch)
Material	23g, Polypropylen-Vliesstoff
Farbe / Größen	Grün – Einheitsgröße (110 x 140 cm)
Zertifizierung, Herstellung	Notified Body Identification-Nr. 3685, EN ISO 13485:2016 zertifiziert
Schutzklasse	93/42/EWG Medizinprodukt der Klasse 1
Eigenschaften	Schutzkittel aus PP mit Verschlussbändern an Hals und Taille, sowie elastische Gummibänder, leichtes, feuchtigkeitsabweisendes, atmungsaktives Material für den Einmalgebrauch
Anwendungsbereich	Feuchtigkeitsabweisender, atmungsaktiver, reißfester Schutzkittel für Personal und Besucher
Abmessungen / Gewicht	39,5 x 26,5 x 31 cm (LxBxH), 4,5 kg Karton

CAPULUS übernimmt keine Gewährleistung/ Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Hersteller bereitgestellten Informationen und Daten. Das Produkt kann vom o.g. Bild abweichen.

Kontakt / Bestellungen:

Tel: +49 40 307 772 15
 E-Mail: info@capulus-services.de
 Anfragen: Bestellformular Geschäftskunden
 Internet: CAPULUS Medical Services