

# PRODUKTDATENBLATT



<b>Produkt</b>	Nitril-Handschuhe puderfrei
<b>Artikelnr.</b>	cap-med-901
<b>Verpackungseinheit (VPE)</b>	100 Stk. im Karton (Verpackung in Englisch)
<b>Material</b>	NPF-FT30-24LB-03 puderfreie Nitril-Handschuhe
<b>Farbe / Größen</b>	Blau – S / M / L / XL
<b>Zertifizierung, Herstellung</b>	EN 374-1:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 16523-1:2015, EN 455 ISO 9001:2015, EN ISO 13485-2016 zertifiziert
<b>Schutzklasse</b>	EN ISO 374-1:2016 (Typ C)
	Natriumhydroxid 40% Level 6 Schwefelsäure 50% Level 6 Formaldehyd 37% Level 2
<b>Anwendungsbereich</b>	Sämtliche Anwendungen im Stations- und OP-Bereich
<b>Abmessungen / Gewicht</b>	7x20x11 in cm (HxBxT) pro Box

CAPULUS übernimmt keine Gewährleistung/ Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Hersteller bereitgestellten Informationen und Daten. Das Produkt kann vom o.g. Bild abweichen.

**Kontakt / Bestellungen:**

Tel: +49 40 307 772 15  
E-Mail: info@capulus-medical.de  
Anfragen: Bestellformular Geschäftskunden  
Internet: www.capulus-medical.de

# ZERTIFIZIERUNG



# ZERTIFIZIERUNG

